

Manual de Usuario

ALCO0021



www.bidcom.com.ar



Información técnica:

Descripción:

El test de alcoholemia AL-9000 S es un alcoholímetro profesional pre-calibrado de fábrica de alta sensibilidad con boquillas removibles que comprueba con excelente exactitud el grado de concentración de alcohol en sangre. Fabricado con tecnología PRISM TM, que significa “Modulo con sensor inteligente pre calibrado”. Su display digital muestra los resultados de los controles de alcoholemia con 4 dígitos (0,000% BAC) otorgando una precisión minuciosa.

Le aseguramos una mayor confiabilidad y precisión gracias a su CELDA DE COMBUSTIBLE, lo que permite distinguir los químicos en el aliento, reconociendo el Etanol y desechando otros químicos o sustancias que pueden influir erróneamente en un test de alcoholemia.

ALTAMENTE RECOMENDADO PARA REALIZAR CONTROLES DE ALCOHOLEMIA EN EMPRESAS Y CONTROLES DE TRÁNSITO.

El AL-9000 ha sido diseñado para realizar pruebas de alcohol en el aliento de manera fácil, rápida y obteniendo resultados confiables al tomar en cuenta las necesidades específicas de empresas y personas. Posee un SOFTWARE (Cd) que permite ingresar datos de los resultados obtenidos.

Sensor electroquímico de tipo CELDA DE COMBUSTIBLE
Indicador: BAC (Contenido de Alcohol en la Sangre) en 3 decimales.
Rango de Detección: 0.000% BAC hasta .400% BAC
Tiempo de Inicialización: 25 Segundos
Ángulo de la lente: 72°
Tiempo de toma de muestra: 5 Segundos
Fuente de Poder: 2 Baterías 1.5V “AA” o adaptador para fuente de poder de automóvil 12V (Incluído)
Duración de la Batería: 200 Pruebas
Peso: 100 gramos
Dimensiones: 106 x 50 x 20 mm
La compra del Alcoholímetro Incluye:
Sensor del tipo CELDA DE COMBUSTIBLE: del tipo semiconductor para alcohol avanzado
Cómoda Valija con todos los accesorios incorporados
Boquillas removibles: 5 unidades
Estuche/Funda para proteger el alcoholímetro

Instrucciones de uso:

- a** – Mantenga presionado el botón de encendido para prender la unidad. Usted podrá ver el contador acumulativo de test realizados.
- b** - Empezará una cuenta regresiva de calentamiento del sensor automática desde hasta –0
- c** - Una vez finalizado el calentamiento (sonara un *beep*), Apoye su boca sobre la pipeta y sople constante dentro

del equipo durante unos 5 seg. Usted escuchará 2 “beeps” cuando el equipo termine de tomar la muestra de su aliento. Verá el dígito –0 moviéndose de izquierda a derecha en el display, esto indica que está analizando la muestra.

Al apreciar el dígito –0 moviéndose de izquierda a derecha en el display, será señal de que se encuentra analizando la muestra.

d - El resultado permanecerá en pantalla durante 15 segundos, después el equipo se apaga solo.

f - Si el dispositivo no puede tomar una muestra, usted verá (OUT) en el display y el dispositivo se apagará.

f –Siga los pasos de instalación del CD que acompaña al dispositivo. Podrá conectar el alcoholímetro via USB a una computadora para poder ver las muestras y realizar la carga del mismo.